

Lumbamed[®] active

Informace o účelu použití

Lumbamed active je bederní ortéza. Vyroben je určen výhradně k použití po odborném nasazení na dolní část páteře a pouze na nepoškozenou kůži.

Indikace

- Lumbalgie u myostatické a muskulární insuficience
- Stav podráždění malého meziobratlového kloubu
- Ligamentosy
- Lehká strukturální uvolnění bederní páteře v rámci osteochondrózy, spondylózy a spondylartrózy
- Stav podráždění ilio-sakrálního kloubu
- Syndrom po odstranění ploténky

Kontraindikace

V současné době nejsou známy.

Funkce

Bederní páteř je citelně odlehčena a podpořena zádové svalstvo. Jsou zmírněny bolesti v kříži a natažení svalů. 4 integrované, anatomicky tvarované napínací pružiny s určeným úhlem sklonu 35° mohou být individuálně seřazeny, takže dochází k perfektnímu přizpůsobení anatomickým poměrům v bederní krajině - křížové kosti. Díky speciálnímu složení nového výplňového materiálu je vlhkost rychle a kompletně odváděna z povrchu kůže na vnější stranu pásu. Dokonce i při silném pocení je zajištěn příjemný komfort při nošení.

Pokyny k nošení

Nedoporučí-li lékař jinak, pak bandáž odložte asi na 2 hodiny nejpozději po 8 hodinách. Poté můžete bandáž zase přiložit.

Návod k přikládání

- Bandáž oviňte kolem těla (obr. 1). K tomu účelu vložte prsty do předem připravených úchytných smyček.
- Nyní levou stranu přitiskněte na břicho. Na ní přiložte pravou stranu tak, aby mohly být strany spojeny suchým zipem. (obr. 2)
- Při spojování suchým zipem nejdříve vytáhněte prsty z levé, poté z pravé smyčky (obr. 3).

Bandáž posuňte dolů tak, aby spodní okraj bandáže seděl těsně nad tříselem. Bandáž vždy noste pod oblečením.

Pokyny k praní

Suché zipy se před praním musejí zavřít. Aviváže, tuky, oleje, tělová mléka nebo krémy mohou poškodit materiál bandáže. Zbytky mýdla mohou vyvolat podráždění pokožky a zvýšit opotřebení materiálu.

- Výrobek perte nejlépe za použití pracího prostředku medi clean v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30 °C za použití pracího prostředku na jemné prádlo bez bělidel.
- Nebělit.
- Sušte na vzduchu.
- Nežehlete.
- Chemicky nečistit.



Pokyny ke skladování

Skladujte při pokojové teplotě a v suchu. Chraňte ji před horkem, přímým slunečním zářením a vlhkostí.

Materiálové složení

Polyester, polyamidu, elastan, koženky,
bavlna

Záruka

Jsou v rámci zákonných ustanovení.

Likvidace

Dosloužilý výrobek můžete odstranit s
komunálním odpadem.

Váš tým medi

Vám přeje rychlé uzdravení.