schülke

Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku aktivního kyslíku a KAS, vhodný pro dezinfekci a mytí ploch a povrchů ve zdravotnictví, potravinářství a komunální hygieně.



desam® OX

Naše plus

- Všestranný, účinný a ekonomický
- Bez nepříjemného zápachu - použití i v přítomnosti pacientů
- Šetrný k dezinfikovaným materiálům
- Kompatibilní se systémy suchých ubrousků schülke wipes

Oblast použití

desam® OX je vhodný pro každodenní dezinfekci ploch a povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků ve všech prostorách zdravotnických zařízení (vč. operačních sálů, JIP, neonatologie, rehabilitace, komunální hygieně a potravinářství). Vhodný na všechny neporézní, voděodolné, omyvatelné plochy a předměty. Je vhodný také na citlivé plasty (plexisklo). Přípravek lze používat i v přítomnosti pacientů.

Účinnost

Baktericidní, levurocidní, virucidní na BVDV / Vaccinia / Rota / MVA, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

desam® OX se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve vlažné vodě. K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textilie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Malé voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit. Nemíchejte s žádnými jinými čisticími či dezinfekčními přípravky. Není určený k dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků. Důkladně opláchněte dezinfikované plochy a předměty, které mají přijít do styku s potravinami.

Certifikáty/Normy

CE 1023

Složení

100 g přípravku **desam® OX** obsahuje následující účinné látky:
• 11 g Peroxid vodíku
• 2 g Didecyldimethylammonium chloride
• 2,8 g Alkyldimetylbenzylammonium chloride
Další složení:
povrchově aktivní látky, parfém

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými produkty. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Není vhodný na povrchy s pozinkovaným povrchem, barevné kovy (měď, mosaz), polyamid, kůže, gumy, barevně nestabilní, porézní a poškozené materiály
Doba exspirace: 24 měsíců

Informace pro objednávku

Položka	Množství v balení	GTIN	Položka č.
Desam ox 1 l	12 / karton	8595638102940	70000070
Desam ox 5 kg	1 / kanystr	8595638102391	319016

Životní prostředí

Společnost Schülke vyrábí své produkty pomocí moderních a bezpečných postupů při dodržování přísných standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek, biocidní přípravek

Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445 445
Nový Bohumín
735 81 Bohumín | Czech Republic
Telefon +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

*

Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky

/ 911748-CZ-cs-CZ-06.05 09.2026
Tyto produktové informace nejsou automaticky aktualizovány