schülke

Koncentrovaný tekutý dezinfekční prostředek na bázi KAS, aminu a fenoxyetanolu pro ruční čištění a dezinfekci zdravotnických prostředků a ploch a povrchů ve zdravotnictví a komunální hygieně.

účinný od 0,25%

desam® effekt +

Naše plus

- Všestranný, účinný a ekonomický
- Nedráždí dýchací cesty
- Použití i v přítomnosti pacientů
- Kompatibilní se systémem suchých utěrek schülke wipes

Oblast použití

desam® effekt + je určený k čištění a dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků. Je vhodný pro použití ve zdravotnictví a komunální hygieně k dezinfekci ploch a povrchů. Produkt je kompatibilní s mnoha druhy materiálů, jako je nerezová ocel, pochromované a smaltované povrchy, sklo, povrchy potažené plastem, plexisklo, pryž a akryláty. Nepoužívejte na mechanicky poškozené povrchy.

Účinnost

Baktericidní, virucidní (BVDV / Vaccinia / Noro / Rota / Adeno), mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

Návod na použití

Pracovní roztok se připraví naředěním koncentrátu desam® effekt + ve vodě o teplotě 20 °C -25 °C. Roztok se aplikuje otřením. Dbejte na důkladné smočení povrchu zdravotnického prostředku. Není určen kdezinfekci invazivních zdravotnických prostředků. Nepřekračujte dobu expozice.

Certifikáty/Normy

CE 1023

Složení

100 g přípravku **desam® effekt +** obsahuje následující aktivní látky:

- 19 g Benzyl-C12-16-alkyldimetylamonium chlorid
- 10 g 2-fenoxyethan-1-ol
- 7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
- 3 g Didecyldimetylamonium chlorid

Zvláštní upozornění

Pouze pro profesionální trh. Nevhodný na barevné kovy (měď, mosaz), nelegované oceli, barevně nestabilní materiály, silikony a polykarbonáty. Skladovat v originálních, dobře uzavřených původních obalech v suchých prostorách.
Doba exspirace: 24 měsíců

Informace pro objednávku

Položka	Množství v balení	GTIN	Položka č.
Desam Effekt + 1 l FL	12 / karton	8595638104715	70002117
Desam Effekt + 5 l KA	1 / kanystr	8595638104692	70002118

Životní prostředí

Společnost Schülke vyrábí své produkty pomocí moderních a bezpečných postupů při dodržování přísných standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prodstředek, biocidní přípravek

Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445 445
Nový Bohumín
735 81 Bohumín | Czech Republic
Telefon +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce

Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky

/ 913419-CZ-cs-CZ-05.04 09.2026
Tyto produktové informace nejsou automaticky aktualizovány