schülke

Tekutý koncentrovaný dezinfekční přípravek na bázi chlornanu s mycí složkou, určen pro dezinfekci ploch a povrchů ve zdravotnictví, komunální hygieně a potravinářství.



desam® prim

Naše plus

- Účinný, efektivní a ekonomický
- Čištění a dezinfekce v jednom kroku
- Výborný čistící a mycí efekt
- Celé spektrum dezinfekční účinnosti
- Testy ve vysoké biologické zátěži
- Účinný na Clostridium difficile
- Kompatibilní s opakovaně plnitelným zásobníkovým systémem schülke wipes

Oblast použití

desam® prim se doporučuje do prostor se zvýšeným rizikem přenosu virových onemocnění a výskytem plísní jak ve zdravotnictví, v komunální hygieně, tak i v potravinářských provozech. Pro své deodorizační schopnosti je vhodný do prostor s úpornými pachy (toalety, sklady, vlhké prostory...). Doporučuje se do epidemicky závažných situací a pro terminální dezinfekci prostor.

Účinnost

Baktericidní, fungicidní, plně virucidní, mykobaktericidní, sporicidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

Pracovní roztok si připravte bezprostředně před použitím, naředěním **desam®u prim** vodou (max. do 30 °C). Koncentraci pracovního roztoku si zvolte dle požadovaných parametrů na biocidní účinnost. Biologickou kontaminaci povrchu nejdříve odstraníme dle platných legislativních předpisů, následně dezinfikujeme. Předměty a povrchy se dezinfikují otřením (mop, utěrka...) nebo ponořením. Povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, je nutno po dezinfekci opláchnout pitnou vodou.

Složení

100 g **desam® prim** obsahuje následující aktivní látky:

• 4,7 g chlornan sodný

Další složení: hydroxid sodný, povrchově účinné látky, stabilizátory

Zvláštní upozornění

Pouze pro profesionální trh. Přípravek má bělící účinky. Pozor! Nepoužívejte s jinými výrobky. Nepoužívejte na barevné a lehké kovy, pozinkované povrchy, nestálo barevné tkaniny, kůži, dřevo, gumu a dále na poškozené kovové a smaltované povrchy. Nepřekračujte předepsanou dobu expozice. Skladujte v původním, uzavřeném obalu, mimo dosahu slunečního záření a tepelných zdrojů. Teplota skladování -5 °C +25 °C. Při manipulaci a práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Po práci si ruce omyjte mýdlem (Prosavon) a ošetřete ochranným krémem (Balmea, Esemtan skin balm).
Doba exspirace: 12 měsíců

Informace pro objednávku

Položka	Množství v balení	GTIN	Položka č.
Desam Prim 1 L	12 / karton	8595638101189	70001423
Desam Prim 15 L	1 / kanystr	8595638104548	70001705
Desam Prim 5 L	1 / kanystr	8595638101172	70001424

Životní prostředí

Společnost Schülke vyrábí své produkty pomocí moderních a bezpečných postupů při dodržování přísných standardů kvality.

Typ přípravku

Biocidní přípravek

Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445 445
Nový Bohumín
735 81 Bohumín | Czech Republic
Telefon +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky

/ 913323-CZ-cs-CZ-05.02 09.2026
Tyto produktové informace nejsou automaticky aktualizovány