schülke



Bezbarvý gel na rány na zvlhčení a čištění suchých kontaminovaných chronických ran.

octenilin® wound gel

Naše plus

- Bezbolestný - nepálí a nedráždí
- Díky gelové formulaci přilne k povrchu rány
- Vytváří ideální podmínky na podporu hojení ran
- Pro opakované, dlouhodobé používání
- Podporuje přirozený proces hojení rány
- Absorbuje nepříjemné pachy
- Účinně zvlhčuje a čistí rány
- Pomáhá uvolnit zbytky nekróz a povlaky z rány
- Obsahuje Octenidine dihydrochloride, který působí konzervačně a napomáhá gelu vytvářet na ráně ochrannou bariéru zabraňující průniku mikrobů z vnějšího prostředí do rány

Oblast použití

octenilin® wound gel je určený:

- Pro rychlé, efektivní a bezbolestné čištění, zvlhčení a dekontaminaci povlečených, kontaminovaných a chronických ran kůže.
- Pro odstranění strupovitých povlaků, krust, nekrotických částí tkání a biofilmů.
- Ke zvlhčení ran a vytvoření optimálních podmínek pro jejich hojení.
- Pro konzervující zvlhčení obvazů a krytí ran.

Ošetření popálenin druhého stupně

octenilin® wound gel byl používán ve studii se 107 osobami s popáleninami pokožky stupně IIa. Díky obsahu antimikrobiálních konzervačních látek v přípravku bylo možné ponechat zvlhčené krytí na ráně po dobu až pěti dnů. Byl minimalizován pocit bolesti a počet výměny krytí byl zredukován. 45% osob prohlásilo, že při první aplikaci cítili pocit komfortu a bezbolestnosti. Také nebyly zaznamenány žádné nežádoucí reakce jako např. alergie, podráždění, nebo zarudnutí pokožky.
C. Ottomann und B. Hartmann, Emergency hospital Berlin, Berlin, 9. May 2005

Snášenlivost a biokompatibilita s tkáněmi

octenilin® wound gel je nedráždivý, nesensibilizující, bezbolestný, není toxický ke tkáním, nenarušuje granulaci a epitelizaci. Velmi dobrá snášenlivost Octenidinu byla potvrzena zkušenostmi z mnohaleté klinické praxe a klinickými studiemi také na chronických ranách.

Konzervační vlastnosti Octenidinu v gelu

octenilin® wound gel účinně inaktivuje patogeny již po 1 minutě. Účinnost byla prokázána v kvantitativních suspenzních testech ve vysoké bílkovinné zátěži (špinavé podmínky). Výsledky testů prokazují, že inaktivace patogenů v přípravku byla dostatečná vůči veškerým testovaným mikroorganismům po 1 minutě po aplikaci.
Dr. P. Goroncy-Bermes, Schülke & Mayr Research and Development, Norderstedt, 2. March 2007

Účinnost

*

octenilin® wound gel

Návod na použití

Předem očistěte ránu od znečištění a rozpustných povlaků pomocí proplachu **octenilin® wound irrigation**. Ránu zcela pokryjte nebo vyplňte přípravkem **octenilin® wound gel**. Přípravek lze také nanést na obvazy, gázu, kompresy, či materiál určený k výplni ran. **octenilin® wound gel** může zůstat na ráně až do momentu další výměny obvazu. Frekvence výměny obvazu závisí na povaze rány, na množství exsudátu a měla by být přizpůsobena aktuálnímu stavu rány, nejvíce však 3 dny s moderními typy krytí. V případě aplikace mastného tylu, nebo parafinové gázy, výměna krytí se musí provádět každý den. Aplikace se musí opakovat až do doby, kdy všechny inkrustace a nekrotické zbytky tkaniva jsou odstraněny a rána je při kontrole čistá.

Certifikáty/Normy

CE 0297

Složení

čištěná vodaČištěná voda, Propylenglykol, Hydroxyetylcelulóza, Octenidinhydrochlorid

Přípravek je sterilní.

Chemicko-fyzikální údaje

Barva	téměř bezbarvý
Hustota	cca. 1,01 g/cm³ / 20 °C
Bod vzplanutí	> 100 °C
Forma	viskózní kapalina
pH	6,9 / 20 °C
Dynamická viskozita	cca. 5.050 mPa*s
Zápach	bez zápachu

Zvláštní upozornění

Před použitím si důkladně přečtěte příbalovou informaci. Nepoužívejte v případě prokázané nebo předpokládané alergie na některou ze složek. Nesmí být aplikován do tkáně pod tlakem nebo injekčně. Nepoužívat k infuzi. Neužívat vnitřně. Nesmí se používat na hyalinní chrupavku, do očí, do uší, na močový měchýř nebo v břišní dutině. Nepoužívejte současně s antiseptiky na bázi PVP jódu. Nepoužívejte v kombinaci s anionaktivními tenzidy, mýdly,
mastmi, oleji či jinými přípravky určenými k čištění ran.
Přípravek může zůstat na ráně do příštího převazu (max. 3 dny).
V těhotenství doporučeno použití přípravku po ukončení prvního trimestru. Pro kojící ženy je použití přípravku doporučeno na všechny oblasti těla mimo oblast prsu
Doba exspirace: 36 měsíců
Přípravek je použitelný po dobu 6 týdnů po otevření.

Informace pro objednávku

Položka	Množství v balení	GTIN	Položka č.
Octenilin wound gel 20 g (VZP 5009370)	20 / karton	4032651216024	121602
octenilin wound gel 250 ml (VZP 5009364)	6 / karton	4032651216161	121616

Životní prostředí

Společnost Schülke vyrábí své produkty pomocí moderních a bezpečných postupů při dodržování přísných standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek

[1] C. Ottomann und B. Hartmann Unfallkrankenhaus Berlin Zentrum für Schwerbrandverletzte mit Plastischer Chirurgie Berlin, 9. Mai 2005 [2] Dr. P. Goroncy-Bermes, Schülke & Mayr F&E, Norderstedt, 2. März 2007

Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445 445
Nový Bohumín
735 81 Bohumín | Czech Republic
Telefon +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt | Germany
Telefon +49 40 52100-666
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky

#2044 / 910741-CZ-cs-CZ-04.04.09.2026
Tyto produktové informace nejsou automaticky aktualizovány