

---

**To:**

**RE: Deklarace použití a aplikační koncentrace Sekuseptu aktiv**

**Date: 24.08.2012**

---

## **Oznámení o rozšíření použití Sekuseptu<sup>®</sup> Aktiv**

Firma Ecolab Hygiene rozšiřuje možnost použití přípravku Sekuseptu<sup>®</sup> Aktiv pro vyjmenované aplikace v následujících koncentracích a expozicích:

**Vyšší stupeň dezinfekce ( VSD): 2%/15 min**

Účinnost : baktericidní, fungicidní, plně virucidní vč. HAV a polio viru, tuberkulocidní, (DGHM-2.2.) sporicidní

**Druhý stupeň dezinfekce( DSD): 2% / 10 min**

baktericidní, fungicidní, plně virucidní, tuberkulocidní (DGHM-2.2.)

**nebo 1% / 60 min**

baktericidní, fungicidní, plně virucidní , tuberkulocidní (DGHM-2.2.)

Stabilita roztoku je garantována 24 hodin.

## **Dekontaminace nástrojů**

**1% / 15 min**

baktericidní, fungicidní (kvasinky), účinnost na široké spektrum virů vč. HIV, HBV, HCV, tuberkulocidní (EN 14 563)-vysoká biologická zátěž

**2%/5 min**

baktericidní, fungicidní, účinnost na široké spektrum virů vč. HIV, HBV, HCV, tuberkulocidní (EN 14 563),

Baktericidní, fungicidní, TBC, mykobaktericidní a sporicidní účinnost byla ověřena EN testy fáze 2.2, a testy DGHM na umělých nosičích ve vyšší biologické zátěži.

Virucidní účinnost pak testy DVV.

Roztok v souladu s legislativou pro každou směnu ( 8-12 hodin) čerstvý.

## Dezinfekce koupacích van

Pro tuto aplikaci se doporučuje Sekusept Aktiv v koncentraci **1% / 5min.**

Sekusept Aktiv má dezinfekční i čistící účinky a proto výrobce doporučuje v souladu s vyhláškou MZ 195/2004Sb. provádět **dezinfekci a čištění povrchů van v jednom kroku.**

**Dezinfekce ploch a povrchů a předmětů včetně předmětů a přístrojů z citlivých materiálů (akryláty, plasty, aj.)** jako jsou inkubátory, mamografy, operační lampy, odsávačky, anesteziologické příslušenství, ultrazvukové přístroje, digestoře, apod.

Účinnost A(B)TMV: 1% / 15 min  
2% / 5 min

Účinnost ABTMV : 2% / 10 min  
Účinnost ABCTMV: 2% / 15 min

Ing. Pavel Tábořský  
Ředitel divize HC

**ECOLAB**  
Ecolab Hygiene s.r.o.  
Hlínský 118, CZ - 603 00 Brno  
tel.: +420 - 543 518 250  
fax: +420 - 543 518 299  
18.

